

DESINFEKTION

UNIDES® AF PREMIUM WIPES

SCHNELLEDESINFEKTION • GEBRAUCHSFERTIGE TÜCHER

2020



Vertrieb: Kopetzky & Moritz KG, Gewerbegebiet 532, 5721 Piesendorf, Österreich, www.profihygiene.com • komo@sbg.at

Einsatzbereich

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher auf der Basis von Alkohol für alkoholbeständige, abwischbare Flächen und Geräte bei Arztpraxis, Medizin – Geräte, Tattoo Studio, Küchen/HACCP, Büro, Rezeption, Seniorenheim, Kindergarten, Optiker / Hörgeräte, Friseur, Sport- und Wellnessbereich ...

Produkteigenschaften

Breite Wirksamkeit mit kurzer Einwirkzeit und schneller, rückstandsfreier Abtrocknung. Beutel mit 100 Alkohol Desinfektionstücher 20 x 20 cm. Farbstoff und parfümfrei. Schnelle, rückstands-freie Abtrocknung. Entnahme aus dicht verschließbarem Verschluss. Beutel-Wandhalterung aus 5 mm Edelstahl mit Federmechanismus.

Gutachten/Desinfektionswirkung

Anwendung geprüft im 4 Felder-Test nach EN 16615 und VAH-Richtlinien im Hygieneinstitut IKI – PD Dr. Pitten, Gießen.

SAFETY ACCORDING TO EN - 16615



BAuA Reg.
Nr.: N-72472

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bakterizid, Virusinaktivierend.

	EN test	Einwirkzeit
Bacteria	13727, 14561, 16615, DGHM/VAH	30 sec
MRSA	DGHM/VAH	30 sec
Mycobacteria	14348	60 sec
Corona	14476	15 sec
Rotavirus	14476	60 sec
Norovirus	14476	60 sec
Influenza	14476	30 sec
Yeast	13642, DGHM/VAH	30 sec
Fungus	13624, DGHM/VAH	60 sec
BVDV	14476	30 sec

Technische Information

Karton	Beutel 6 x 100 Tücher
Art. Nr.	51115
PH - Wert	9 – 10 bei 20°C
Flammpunkt	25°C nach DIN 51755
Geruch	kraftvoll alkoholisch
Farbe	farblos
Transportangabe	keine
Lagerung	originalverschlossen
Haltbarkeit	2 Jahre

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.



Nicht rauchen. Von Hitze und Flamme fernhalten. Ausreichende Belüftung.

Inhaltsstoffe

100 g Tränklösung enthalten:

24g Ethanol / 37g Propan-1-ol

Ökologie

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Tuch und Verpackung im Restmüll entsorgen.



Anwendung

Fläche abwischen und Flüssigkeit einwirken lassen. Fläche während der Einwirkzeit benetzt halten. Nach Gebrauch auf gut verschlossene Deckelklappe achten. Besonders alkoholempfindliche Materialien, wie z.B. Acrylglas, Plastik usw. nicht behandeln.

Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.